



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
**Салициловый лосьон 2 %**

Салициловый лосьон 2 % – косметическое средство для ухода за кожей, склонной к высыпаниям и покраснениям.

**Состав:** спирт этиловый (этанол) 70 %, салициловая кислота 20 мг/мл, глицерин.

**Внешний вид:** прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом.

[Салициловый лосьон: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



Салициловый лосьон благотворно влияет на проблемные участки кожи благодаря антибактериальному, подсушивающему эффекту. Средство глубоко проникает в поры, отшелушивает клетки, освобождает протоки сальных желез, облегчая выделение кожного жира, что способствует сокращению размера пор. Предупреждает появление черных точек, уменьшает дискомфорт при появлении высыпаний. Способствует процессу обновления кожи, сокращает следы постакне, выравнивает тон и рельеф кожи.

Салициловый лосьон при регулярном применении:

- борется с несовершенствами кожи и предотвращает их появление;
- уменьшает покраснения;
- бережно отшелушивает омертвевшие клетки;
- очищает и сужает поры;
- способствует нормализации работы сальных желез;
- устраняет жирный блеск;
- способствует восстановлению здорового цвета кожи.

### **Способ применения**

С помощью лопатки или ватной палочки точно обработать проблемные участки кожи, избегая области вокруг глаз. Средство не требует смывания водой. Рекомендуется повторять процедуру 2 раза в день: утром и вечером. Применять до достижения эффекта.

### **Меры предосторожности**

Только для наружного использования. Употреблять в пищу опасно для жизни и здоровья. В случае попадания косметического средства в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Нанесение большого количества средства может вызвать излишнюю сухость кожи. Использование косметического средства противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов. При возникновении раздражения на коже следует прекратить использование и обратиться к врачу.

### **Форма выпуска**

По 25 мл во флаконы из темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми с лопаткой из полимерных материалов.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

Интернет: <https://www.renewal.ru/>

### **Предприятие-изготовитель:**

АО «ПФК Обновление», РФ, 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун,

[Салициловый лосьон: скачать инструкцию по применению на официальном сайте производителя](#)



**RENEWAL**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ  
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

ул. Комиссара Зятыкова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

**Претензии направлять по адресу:**

АО «ПФК Обновление», РФ, 630096, г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 80,  
e-mail: [prenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:prenzii@pfk-obnovlenie.ru)